

Informații pentru comandă

Nr. piesă	Descriere	Culoare mască
100332	Mască nazală și cască SleepWeaver Advance	Bej
100336	NUMAI Mască nazală SleepWeaver Advance	Bej
100274	Mască nazală și cască SleepWeaver Advance	Albastră
100289	NUMAI Mască nazală SleepWeaver Advance	Albastră
100277	Mască nazală și cască SleepWeaver Advance	Roz
100291	NUMAI Mască nazală SleepWeaver Advance	Roz
100281	Mască nazală și cască SleepWeaver Advance	Camuflaj
100293	NUMAI Mască nazală SleepWeaver Advance	Camuflaj
100285	Mască nazală și cască SleepWeaver Advance	Leopard
100295	NUMAI Mască nazală SleepWeaver Advance	Leopard
100239	NUMAI Cască SleepWeaver Advance	Neagră

Piese de schimb SleepWeaver incluse

Mască și pivot SleepWeaver



Pivot

Cască dintr-o singură bucată



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20 2514
AP The Hague
The Netherlands
Tel. +31 (0)70 345 8570



1300 Rodi Road • Turtle Creek, PA 15145
Tel. 888 • 825 • 9640 or +1 724 • 858 • 2837
info@circadiance.com
www.circadiance.com



Asamblat în Mexic
cu piese din S.U.A.

100405 REV2

Română

SleepWeaver[®] ADVANCE

Mască nazală de pânză CPAP și cască

FĂRĂ LATEX



Prezentarea măștii dumneavoastră

Masca dumneavoastră SleepWeaver Advance se atașează de cască conform ilustrației din stânga. Căscă are trei puncte de reglare—câte unul de fiecare parte și unul pe curea pentru cap. Un racord se atașează de tubul mașinii CPAP sau pe două nivele.

Utilizare prevăzută

SleepWeaver poate fi utilizat individual sau se poate reutiliza pentru mai mulți pacienți în tratamentul cu presiune prescrisă sau pe două nivele de folosit acasă și în laboratoarele de somn. SleepWeaver a fost testat la presiuni între 4 cm H2O și 20cm H2O pe sistemele CPAP pe două nivele. Urmăriți videoclipul de instrucție la www.circadiance.com/help

Reglarea măștii

1. Scoateți masca SleepWeaver Advance din pachet.
2. Conectați tubul aparatului CPAP sau al mașinii pe două nivele la racordul cu pivot din partea din față a măștii.
3. Porniți aparatul CPAP sau mașina pe două nivele la presiunea prescrisă.
4. Când se umflă masca, prindeți casca cu ambele mâini, așezați masca peste nas și trageți casca peste cap. Cupa măștii trebuie să fie centrată peste nas. Aliniați apoi curea pentru cap pe mijlocul capului.
5. Trageți casca spre spatele capului până când curea pentru gât stă confortabil sub urechi.
6. Dacă sunt scăpări de aer, referiți-vă la secțiunea „Reglare în caz de scăpări de aer”.
7. Întindeți-vă în poziția normală de somn. Dacă sunt scăpări de aer, reglați masca din nou.
8. Instrucțiunile video de reglare a măștii sunt disponibile pe următorul site: www.circadiance.com/help

Reglare în caz de scăpări de aer - Dacă sunt scăpări de aer, încercați următoarele:

1. Cu aparatul CPAP sau mașina pe două nivele pornită și la presiunea prescrisă, strângeți între degete masca deasupra nasului, trageți-o ușor de pe față în jos către picioare și dați-i drumul.
2. Dacă sunt scăpări de aer pe marginea măștii, reglați curelele de la gât desfășcând agățătoarea și trăgând de curele pentru a strânge masca, apoi prindeți din nou agățătorile.
3. Dacă simțiți scăpări de aer în ochi, reglați curea pentru cap.
4. Uneori scăpările de aer se pot opri și se poate face o ajustare mai bună lărgind puțin masca și repetând prima operațiune.
5. Scăpări se mai pot produce și dacă curelele căștii sunt prea strânse sau prea largi. Încercați până obțineți o ajustare confortabilă pentru dumneavoastră.

Scoaterea măștii

1. Pentru a scoate SleepWeaver, trageți masca departe de nas și ridicați casca de pe cap.
2. Nu trebuie să dați drumul la curelele căștii. Exersând repetat veți putea să o puneți și să o scoateți după ce ați reglat-o.

Instrucțiuni de curățare acasă - Utilizare individuală

- Masca se poate clăti spălând-o cu mâna cu un săpun ușor neabraziv.
- Se poate spăla și în mașina de spălat rufe folosind un detergent ușor de rufe. (Urmați instrucțiunile detergentului.) Spălați cu apă rece sau caldă, dar nu folosiți niciodată apă fierbinte.
- Uscați pe sfoară. (Timpul de uscare este aprox. între 6 și 12 ore, în funcție de umiditate.)
- Nu uscați masca SleepWeaver în uscătorul de rufe.
- După o perioadă de utilizare, leucoplastul care leagă racordul de mască își va pierde adesiunea și va trebui înlocuit.
- Racordul se atașează de mască folosind leucoplast alb fără latex. Puteți scoate racordul și să-l curățați separat prin înmuiere într-o soluție de 1 parte oțet și 3 părți apă (1/3 cană de oțet la 1 cană de apă).
- După înmuiere, clătiți bine racordul și lăsați-l să se usuce.
- Reatașați racordul cu leucoplast alb fără latex. (A se vedea secțiunile legate de racord.)

Instrucțiuni de curățare pentru utilizări multiple - Laboratoare de somn

- Masca trebuie dezinfectată după fiecare pacient, folosind o soluție chimică puternică de dezinfectare, gen Control III®. (Dezinfectarea se va face conform instrucțiunilor fabricantului de soluție de dezinfectare.)
- După dezinfectare, masca trebuie spălată în mașina de spălat rufe folosind un detergent ușor de rufe. (Urmați instrucțiunile detergentului.) Spălați în apă rece sau caldă, nu folosiți niciodată apă fierbinte. Uscați pe sfoară. NU uscați masca SleepWeaver în uscătorul de rufe. (Timpul de uscare este între 6 și 12 ore, în funcție de umiditate.)
- Scoateți, curățați și înlocuiți racordul după fiecare pacient. (A se vedea secțiunile legate de racord.)



- Masca nu se dezinfectează folosind o soluție de glutaraldehidă 2%, sterilizare la cald, pasteurizare cu apă fierbinte, autoclavare sau sterilizare cu gaz oxid de etilenă. A nu se folosi soluție de înălbire sau solvenți cu tricloroetilenă.

Scoaterea racordului - Nu este nevoie să se scoată racordul și să se înlocuiască leucoplastul de fiecare dată când se spală masca, decât dacă suferiți de o boală cronică și medicul sau inhaloterapeutul vă sfătuiește să o faceți, sau dacă masca se folosește într-un laborator de somn.

1. Întoarceți masca pe dos pentru a expune leucoplastul alb care atașează racordul de mască și scoateți vechiul leucoplast.
2. Împingeți racordul prin gaura pentru nas și scoateți-l din mască pentru a-l curăța.
3. Curățați masca conform instrucțiunilor de mai sus.
4. Curățați racordul separat prin înmuiere într-o soluție de 1 parte de oțet și 3 părți de apă. După înmuiere, clătiți bine racordul și lăsați-l să se usuce.

Reatașarea racordului - Folosiți leucoplast alb, impermeabil, fără latex

1. După ce racordul și masca sunt complet uscate, întoarceți din nou masca pe față.
2. Puneți racordul în mască ca (muchia cu) „fișă” să iasă 1,3 cm din țesătură.
3. Tăiați o bucată de leucoplast alb fără latex de aproximativ 26,7 cm.
4. Țineți cu o mână racordul în mască și cu cealaltă începeți să înfășurați leucoplastul pe multe. Leucoplastul trebuie să fie 1/2 peste țesătură și 1/2 peste racord.
5. Înfășurați leucoplastul în jurul racordului și măștii cel puțin de 3 ori.
6. Dacă este nevoie, tăiați restul de leucoplast și neteziți cu degetul orice denivelări.

Instrucțiunile sunt disponibile și on-line la www.circadiance.com/help



Informații medicale

SleepWeaver nu conține material cu latex. Dacă faceți ORICE fel de reacție la o piesă a acestei măști sau căștii, întrerupeți utilizarea și consultați medicul sau inhaloterapeutul.

Supapa de exalare

Nu există jet de aer la exalare. Evacuarea se face printr-o serie de găuri mici. Fluxul prin supapa de exalare și pierderile de la racord și din alte surse este:

Presiunea (cmH2O)	4	5	10	15	20
Fluxul (lpm)	12,9	14,7	24,9	33,9	40,0



Alerte și avertizări

- ÎN S.U.A., legile federale limitează vânzarea acestui dispozitiv de către sau cu recomandarea medicului.
- Sistemul nu trebuie folosit decât cu aparate CPAP sau sisteme pe două nivele recomandate de medic sau de inhaloterapeut.
- Masca nu se utilizează decât dacă aparatul CPAP sau sistemul pe două nivele este pornit și funcționează cum trebuie.
- Orificiile de ventilație nu trebuie să fie niciodată blocate.
- Abțineți-vă de la fumat când folosiți acest produs.
- Masca NU trebuie dezinfectată folosind o soluție de glutaraldehidă 2%, sterilizare la cald, pasteurizare cu apă fierbinte, autoclavare sau sterilizare cu gaz oxid de etilenă. A nu se folosi soluție de înălbire sau solvenți cu tricloroetilenă.

Garanție limitată

www.circadiance.com/help