

Информације за поновно наручивање

Број дела	Опис	Боја маске
100332	SleepWeaver напредна маска за нос и опрема за главу	беж
100336	CAMO SleepWeaver напредна маска за нос	беж
100274	SleepWeaver напредна маска за нос и опрема за главу	плава
100289	CAMO SleepWeaver напредна маска за нос	плава
100277	SleepWeaver напредна маска за нос и опрема за главу	ружичаста
100291	CAMO SleepWeaver напредна маска за нос	ружичаста
100281	SleepWeaver напредна маска за нос и опрема за главу	камуфлажна
100293	CAMO SleepWeaver напредна маска за нос	камуфлажна
100285	SleepWeaver напредна маска за нос и опрема за главу	леопард
100295	CAMO SleepWeaver напредна маска за нос	леопард
100239	CAMO SleepWeaver напредна опрема за главу	црна

Делови SleepWeaver-а који су обухваћени

SleepWeaver маска и стожер



Опрема за главу из једног дела



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands
Tel. +31 (0)70 345 8570



1300 Rodi Road • Turtle Creek, PA 15145
Tel. 888 • 825 • 9640 or +1 724 • 858 • 2837
info@circadiance.com
www.circadiance.com



Склопљено у Мексику
са деловима
произведеним у САД.

100409 REV2

српски

SleepWeaver[®] ADVANCE

Текстилна маска и капа са позитивним притиском у ваздушном путу

БЕЗ ПРИСУСТВА ЛАТЕКСА

Упознајте вашу маску

Ваша SleepWeaver напредна маска спојена је са опремом за главу, као што је приказано са леве стране. На опреми за главу налазе се три места за подешавање - једно на свакој страни маске и једно на траци за главу. Прикључак стожера се спаја са цревом на вашој машини за континуирани или би-фазни позитивни притисак у ваздушном путу (CPAP или bilevel)

Сврха употребе

SleepWeaver је намењен како за појединачну тако и за вишеструку поновну употребу код пацијената према преписаној терапији континуираним или би-фазним ваздушним притиском за кућну употребу и у лабораторијама за посматрање сна. SleepWeaver је тестиран под притиском кисеоника од 4 цм до 20 цм на CPAP или би-фазним системима. Погледајте "Видео запис са упутствима" на www.circadiance.com/help



Намештање маске

1. Извадите SleepWeaver напредну маску из паковања.
2. Прикључите цеви са ваше CPAP или би-фазне машине на прикључак стожера на предњој страни маске.
3. Укључите CPAP или би-фазну машину на притисак који је вама преписан.
4. Када се маска надује, држите опрему за главу обема рукама, поставите маску на нос и навуците опрему за главу преко главе. Побрините се да се поклопац маске налази тачно на средини преко вашег носа и у равни са траком главе на средини главе.
5. Навуците опрему за главу преко темена све док се трака за врат не смести удобно испод ваших ушију.
6. Ако осетите цурење, погледајте одељак "Подешавање приликом цурења".
7. Лезите у уобичајени положај за спавање. Ако се појави било какво цурење, поново подесите маску.
8. Видео запис са упутствима за намештање маске је доступан на нашем веб сајту: www.circadiance.com/help

Подешавање приликом цурења - Ако осетите цурење, покушајте са овим корацима:

1. Када је ваша CPAP или би-фазна машина укључена и под притиском који вам је преписан, уштините део маске који се налази одмах изнад носа, мало одвојите маску од лица, према стопалима и благо је пустите.
2. Ако осетите цурење са стране маске, подесите траке за врат тако што ћете откачити петљу са траке и извлачити траке да затегнете маску а затим поново прикачити петљу на траку.
3. Ако осетите цурење у пределу очију, подесите траку за главу.
4. Понекад је могуће зауставити цурење и наместити маску боље ако је мало попустите а затим поновите корак 1.
5. Цурење се такође може појавити ако су траке опреме за главу исувише притегнуте или опуштене. Вежбањем ћете пронаћи довољно подесно али удобно подешавање које вам одговара.

Скидање маске

1. Да скинете SleepWeaver, повуците маску са носа и подигните опрему за главу са главе.
2. Не морате да попустите траке на опреми за главу. Вежбањем ћете моћи да је стављате и скидате након што сте је прилагодили по својој мери.

Инструкције за чишћење у кућним условима - Индивидуална употреба

- Маска се може чистити ручним прањем помоћу благог неабразивног сапуна.
- Такође, можете прати SleepWeaver у машини за прање веша помоћу благог детерџента за веш. (следите упутства за детерџент) Перите у хладној или топлој води, никада не користите врелу воду.
- Осушите на жици. (приближно време сушења је од 6 до 12 сати у зависности од влаге)
- SleepWeaver маску не сушите у машини за сушење веша.
- Након извесног времена употребе, медицинска трака која спаја стојер са маском ће изгубити своју способност пријањања па ћете морати да је замените.
- Стојер је спојен са маском помоћу беле медицинске траке без латекса. Можете да уклоните стојер и да га одвојено очистите потапањем у раствор који се састоји од 1 дела сирћета на 3 дела воде (1/3 шоље сирћета на 1 шољу воде).
- Темељно исперите стојер након потапања а затим га оставите да се осуши.
- Стојер поново причврстите помоћу медицинске траке без латекса. (погледајте одељке о стојеру)

Упутства за чишћење приликом више употреба - Лабораторије за посматрање сна

- Маску треба дезинфиковати након сваке употребе код различитих пацијената помоћу дезинфекционог средства са високом концентрацијом хемикалија као што је Control III®. (дезинфекција се мора обавити у складу са инструкцијама које је дао заступник произвођача дезинфекционог средства)
- Након дезинфекције, маску треба опрати у машини за прање веша помоћу благог детерџента за веш. (следите упутства за детерџент) Перите у хладној или топлој води, никада не користите врелу воду. Осушите на жици, SleepWeaver маску НЕ сушите у машини за сушење веша. (приближно време сушења је од 6 до 12 сати у зависности од влаге)
- Скините, очистите и вратите стојер након употребе код сваког пацијента. (погледајте одељке о стојеру)



- Маска се не сме дезинфиковати употребом 2% раствора глутаралдехида стерилизацијом загревањем, пастеризацијом топлотом, стерилизацијом у аутоклаву или гасном стерилизацијом етилен оксидом. Не користите избељивач или раствараче који садрже трихлоретилен.

Скидање стојера - Није неопходно да се стојер скине и да се трака замени сваки пут када оперете маску осим ако немате неко хронично стање а ваш лекар или респираторни терапеут вам је саветовао да тако урадите или ако се маска користи у условима лабораторије за посматрање сна.

1. Изврните маску од споља ка унутра да бисте изложили белу медицинску траку која спаја стојер са маском и уклоните стару траку.
2. Гурните стојер кроз рупу за нос и извучите га из маске да бисте је очистили.
3. Очистите маску тако што ћете пратити изнад описане инструкције за чишћење.
4. Стојер чистите посебно тако што ћете га потопити у раствор од 1 дела сирћета на 3 дела воде. Добро га исперите након потапања и оставите да се осуши.

Поновно спајање стојера - Користите водоотпорну белу медицинску траку која не садржи латекс

1. Када се и маска и стојер потпуно осуше поново изврните маску од споља ка унутра.
2. Ставите стојер унутар маске са "мушким" (ободом) који стрчи 1,3 см изван тканине.
3. Исеците комад беле медицинске траке без латекса приближно 27 цм дужине.
4. Док започињете обмотавање траке око обода једном руком држите стојер у масци. Побрините се да се пола траке налази преко тканине а пола преко стојера.
5. Обмотајте траку око стојера и маске најмање 3 пута.
6. Одсеците вишак траке ако је потребно и прстом поравнајте наборе.

Упутства су вам такође доступна на www.circadiance.com/help



Медицинска информација

SleepWeaver не садржи материјале од латекса. Уколико добијете БИЛО КАКВУ реакцију на било који део маске или опреме за главу престаните са употребом и посаветујте се са вашим лекаром или респираторним терапеутом.

Вентил за издисање

Не постоји млаз ваздуха приликом издисаја. Вентилација се врши кроз низ малих рупица. Проток кроз вентил за издисање плус цурење из стојера и других извора је:

Притисак (cmH2O)	4	5	10	15	20
Проток (lpm)	12.9	14.7	24.9	33.9	40.0



Опрез и упозорења

- У САД, савезни закон ограничава продају овог уређаја, по препису или од стране, лекара.
- Овај систем се сме користити само са СРАР или би-фазним системима које је препоручио ваш лекар или респираторни терапеут.
- Ова маска се не сме користити осим ако СРАР или би-фазни систем није укључен и ради исправно.
- Отвори за вентилацију никада не смеју бити блокирани.
- Молимо вас да се уздржите од пушења приликом коришћења овог производа.
- Ваша маска се НЕ сме дезинфиковати помоћу 2% раствора глутаралдехида, стерилизације топлотом, пастеризације топлотом, стерилизације у аутоклаву или гасне стерилизације етилен оксидом. Не користите избељивач или раствараче који садрже трихлоретиле.

Ограничена гаранција

www.circadiance.com/help